

The logo for Ticino Group features the word "TICINO" in black, bold, uppercase letters above the word "GROUP" in yellow, bold, uppercase letters. To the right of the text is a stylized graphic element consisting of a black swoosh that curves upwards and then downwards, with a yellow swoosh above it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the graphic.

**TICINO**  
**GROUP**

**SEGNALETICA E  
SOLUZIONI PER  
L'EMERGENZA  
COVID19**

## TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Termometro ad infrarossi digitale impugnatura a forma di pistola, misurazione della temperatura corporea a distanza in 1 solo secondo. Facilità di lettura del display, massima precisione e affidabilità della misurazione, segnale acustico a fine misurazione

- Range di misurazione: da 32°C a 42.5°C
- Precisione: +/- 0,2°C
- Batteria DC 3V (2 pezzi AA)
- Distanza di misurazione: circa 3-5 cm
- Spegnimento automatico dopo 30 secondi
- Display LCD a tre colori
- Peso 105g incluse le batterie
- 32 memorie

**Articolo: SOA 0176**



**20 Pezzi Per Cartone**  
**1 Pezzo per confezione**



## MISURATORE PULSOSSIMETRO

Pulsossimetro a dito rileva i valori ossimetrici in modo affidabile e rapido, monitor e sensore in un unico pratico dispositivo tascabile. Nonostante le sue dimensioni contenute fornisce valori SpO2, misurazione del battito cardiaco, barra grafica e visualizzazione del pletismogramma.

- Display a due colori SpO2,
- Spegnimento automatico
- Indicatore di stato batteria
- Alimentazione: 2 batterie AAA standard
- Dimensione: 57 x 32 x 31 mm

**Articolo: SOA 0177**



**20 Pezzi Per Cartone**  
**1 Pezzo per confezione**





## TAPPETI DECONTAMINANTI

La superficie di lavoro è completamente liscia, senza pieghe o imperfezioni per avere una piena area di contatto e consentire una rimozione dello sporco da scarpe e ruote di carrelli.

Quando la pellicola superiore è completamente contaminata, essa può essere semplicemente asportata così da esporre la pellicola pulita successiva e così via, mantenendo con semplicità e rapidità un'area effettiva di raccolta di sporcizia.

L'ultimo foglio dei tappeti decontaminanti adesivi è concepito per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite ed asciutte.

Disponibile nelle misure: 45 / 60 / 90 cm x 115 cm  
Confezione indivisibile da 8 tappeti - 30 strati per ciascun tappeto. Ogni foglio è contraddistinto da un'etichetta numerata

**Articolo: CAA0181**

Misure: **45**x115 cm

**Articolo: CAA0112**

Misure: **90**x115 cm





**Articolo: CAA0175**

Misure: **60**x115 cm

**240** Strappi  
divisi in **8** tappeti

## TAPPETI DECONTAMINANTI



**6 Tappeti per confezione**  
(40 strappi a tappeto)

Tappeto Adesivo Nomad™ 3M è un tappeto anticontaminante costituito da 40 fogli usa e getta cosparsi di un adesivo batteriostatico sensibile alla pressione. Ogni foglio rimuove la polvere e le micro-particelle di sporco dalla suola delle scarpe e dalle ruote dei carrelli catturandole ed impedendo che siano trasportate altrove. Queste caratteristiche lo rendono ideale per proteggere tutte le aree in cui la pulizia e l'igiene sono fattori critici.

- Spessore ridotto: consente un facile transito anche con carrelli
- Additivo antimicrobico - blocca la crescita dei microrganismi
- Da posare su qualsiasi superficie pulita senza la necessità di bordature o cornici di tenuta

### TRASPARENTE

**Articolo: CAA0013**  
MISURE: 45X115 cm

**Articolo: CAA0014**  
MISURE: 60X115 cm

**Articolo: CAA0016**  
MISURE: 45X90 cm

### BLU

**Articolo: CAA0215**  
MISURE: 60X115 cm

**Articolo: CAA0495**  
MISURE: 45X115 cm

**Articolo: CAA0496**  
MISURE: 45X90 cm

**Articolo: CAA0497**  
MISURE: 90X115 cm

## COLONNINA PORTA DISPENSER



Piantana in acciaio preverniciato a polveri ad alta resistenza, solida base in metallo per un'ottima stabilità. Ripiano per guanti monouso e **supporto per dispenser con sensore no touch**, ripiano salva goccia e area per cartello informativo.

Soluzione per punto di disinfezione con dispenser a sensore, grazie al quale viene erogata la giusta dose di igienizzante mani, senza il tocco fisico del dosatore si ottiene così una maggiore sicurezza e risparmio del gel erogato.

Dispenser automatico con sensore  
Struttura autoportante altezza 1400 mm  
Base in metallo 430x300 mm

**Articolo: SOA 0186**

Non incluso nella fornitura  
Soluzione igienizzante  
Guanti



1 Pezzo per confezione

## COLONNINA PORTA DISPENSER



Piantana in acciaio INOX con solida piastra d'appoggio saldata alla colonna. Ripiano per guanti monouso e supporto per dispenser gel igienizzante, composto da 2 accessori, apposito supporto termometro digitale.

Soluzione per punto di disinfezione in acciaio inox praticamente eterno e facilmente pulibile


Struttura autoportante  
altezza 1735 mm

Base in metallo  
440x342 mm

**Articolo: SOA 0187**  
Non incluso nella fornitura  
Soluzione igienizzante  
Guanti



1 Pezzo per confezione



## COLONNINA PORTA DISPENSER

Colonnina con cartello + **ripiano dispenser e ripiano guanti**  
Interamente preverniciato colore Silver 20/10, base in metallo per un'ottima stabilità, facile da montare viteria inclusa.

- Struttura autoportante altezza 1200 mm
- Base in metallo rotonda da 320 mm verniciata
- Ripiano porta dispenser in acciaio
- Ripiano porta guanti in acciaio

**Articolo: SOA 0181**

Non incluso nella fornitura  
Dispenser / Dosatore  
Soluzione igienizzante  
Guanti



1 Pezzo per confezione



## COLONNINA PORTA DISPENSER



Colonnina con cartello e **supporto per dispenser**  
Interamente preverniciato colore Silver 20/10, base in metallo per un'ottima stabilità, facile da montare viteria inclusa.

- Struttura autoportante altezza 1200 mm
- Base in metallo rotonda da 320 mm verniciata
- Ripiano porta dispenser in acciaio

**Articolo: SOA 0180**

Non incluso nella fornitura  
Dispenser / Dosatore  
Soluzione igienizzante



**1** Pezzo per confezione



## GEL IGIENIZZANTE MANI

Gel igienizzante mani ricco di glicerina, rimuove germi e batteri in pochi secondi, a base di cloro e acqua ossigenata non necessita di acqua e risciacquo.

Gel igienizzante mani flacone **da 500ml**  
**Articolo: SOA0179**



**20 Pezzi Per Cartone**



Dosatore a pompa  
venduto separatamente  
**Articolo: SOA0188**



## SPRAY IGIENIZZANTE MANI

Gel igienizzante Spray, agisce in pochi secondi su mascherine e superfici, adatto a disinfettare le mani, dermatologicamente testato e non occorre risciacquare.

Formato tascabile da 100ml e grazie al nebulizzatore spray viene distribuita in maniera uniforme la giusta dose di prodotto.

Gel igienizzante mani Spray **da 100ml**

**Articolo: SOA 0185**



**20 Pezzi Per Cartone**



## GUANTI IN NITRILE

I guanti in nitrile assicurano ottima resistenza meccanica specifici per la protezione delle mani da grasso, pesticidi, benzina e idrocarburi in genere (con lungo elenco di sostanze chimiche) rispetto a semplici guanti in lattice.

Sono inoltre adatti nell'impiego del settore alimentare in quanto privi delle proteine e delle sostanze tipiche del classico **guanto in lattice, le quali potrebbero causare allergie se depositati** sugli alimenti, il guanto nitrile esclude questo rischio.

Guanto in Nitrile

**Articolo: MAV 0194**



**1000** Pezzi Per Cartone  
**100** Pezzi per Confezione



## GUANTI IN LATTICE

Guanti monouso in lattice ad alta sensibilità, materiale molto elastico che garantisce una perfetta aderenza alla mano e una grande sensibilità al tatto. Buona resistenza meccanica ed ottima impermeabilità. I guanti in lattice non sono adatti all'impiego con olii, grassi ed idrocarburi, **i guanti in lattice non sono adatti all'impiego nel settore alimentare**, in quanto le proteine e le sostanze del prodotto **potrebbero causare allergie** se depositati sugli alimenti.

Guanto in Lattice

**Articolo: MAV 0193**



**1000** Pezzi Per Cartone  
**100** Pezzi per Confezione



Tipo FFP2 NR  
Marchiata "CE"  
Normativa GB2626-2006

Conforme alla normativa  
EN149:2001 + A1:2009

## RESPIRATORE FFP2

Mascherina Filtrante Ffp2  
Mascherina a 5 strati termosaldata con ferretto stringinaso  
interno, elastici auricolari termosaldati. Materiale PLP  
(polipropilene) + poliestere elastici rivestiti.

Articolo: REA1452



**600** Pezzi Per Cartone  
**20** Pezzi per Confezione



## MASCHERINA 3 VELI

Mascherina 3 veli

Mascherina in plp 3 veli termosaldati sui lati, costruzione a soffietto con elastici auricolari e stringinaso non sterile. Prodotto monouso, buttare dopo ogni utilizzo

Materiale PLP (polipropilene) elastico 100% polyisoprene (latex free) materiali atossici.

Articolo: COA0225



**2000** Pezzi Per Cartone  
**50** Pezzi per Confezione



## SCUDO FACCIALE PROTETTIVO

Visiera facciale a tutta larghezza che garantisce una vestibilità adeguata ad ogni tipo di volto, scivola facilmente sopra l'orecchio con un morbido anello elastico che tiene saldamente la maschera a chi la indossa.

Scudo facciale protettivo

**Articolo: VIA0705**



**50** Pezzi Per Cartone  
**10** Pezzi per Confezione

## SCHERMO PROTETTIVO

Schermo protettivo per attività commerciali. Protezione in plexiglass trasparente per tutti i lavoratori che sono a contatto con il pubblico. La barriera Parafiato riduce i rischi di contagio derivanti dall'interazione tra le persone.

### **Plexiglass ultra trasparente**

Pannelli modulari si possono affiancare a filo  
Montaggio a incastro non servono colle o viti  
Compatto e facilmente trasportabile  
Semplice da pulire con un panno umido

Larghezza **660mm** Altezza 740mm


**Articolo: SOA 0182**

Larghezza **1000mm** Altezza 740mm

**Articolo: SOA 0183**




1 Pezzo per Confezione



## SEGNALETICA IN ALLUMINIO

**RISPETTARE  
LE DISTANZE  
DI SICUREZZA**



MANTENERE  
LA DISTANZA DI  
**1 METRO** TRA  
UNA PERSONA  
E L'ALTRA

**Articolo:**  
CFM01

**Formato:**  
200 x 300 mm

**Articolo:**  
CFM03

**Formato:**  
200 x 300 mm



Minimo d'ordine **1 pz**

**REGOLAMENTO  
PER I CORRIERI**



- ATTENDERE ALL'APERTO E NON ENTRARE NELL'EDIFICIO
- ASPETTARE IL PERSONALE DOPO AVER SUONATO
- MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO DAL PERSONALE
- LE ISTRUZIONI PER LA FIRMA DEL DDT SONO DETTATE DAL PERSONALE

## SEGNALETICA IN ALLUMINIO

### CORRETTA PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI CON GEL A BASE ALCOLICA

La durata del processo è di circa 30 secondi!



1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



2 Strofinare bene le mani palmo contro palmo



3 Strofinare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa



4 Strofinare il dorso della dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



5 Strofinare le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra intrecciata con quelle della sinistra



6 Strofinare il pollice destro tenendolo stretto sul palmo della mano sinistra e viceversa



7 Strofinare ruotando avanti e indietro il dito della mano destra contro la loro sul pollice della mano sinistra e viceversa



8 Strofinare il pollice ruotando avanti e indietro il dito della mano destra contro la loro sul pollice sinistro e ripeti per il pollice destro



9 Per evaporare la soluzione alcolica per qualche secondo a una volta asciutte le tue mani saranno pulite e igienizzate

**Articolo:**  
CFM05

**Formato:**  
200 x 300 mm

**Articolo:**  
CFM07

**Formato:**  
200 x 300 mm



Minimo d'ordine 1 pz

### CORRETTA PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE

La durata del processo è di circa 60 secondi!



1 Bagnare bene le mani con l'acqua



2 Applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



3 Strofinare bene le mani palmo contro palmo



4 Strofinare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa



5 Strofinare il dorso della dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



6 Strofinare le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra, intrecciata con quelle della sinistra



7 Strofinare il pollice destro tenendolo stretto sul palmo della mano sinistra e viceversa



8 Strofinare ruotando avanti e indietro il dito della mano destra contro la loro sul pollice della mano sinistra e viceversa



9 Strofinare il pollice ruotando avanti e indietro il dito della mano destra contro la loro sul pollice sinistro e ripeti per il pollice destro



10 Sciacquare accuratamente le mani con l'acqua



11 Asciugare accuratamente le mani con una salvietta igienica



12 Usare la smania sbrinda per chiudere il rubinetto

## SEGNALETICA IN ALLUMINIO



**Articolo:**  
CFM00

**Formato:**  
200 x 300 mm



Minimo d'ordine **1 pz**

## ADESIVI PER PAVIMENTI

50cm

Segnaletica ad alta adesività per pavimento, **antiscivolo** e resistente al calpestio.  
Diametro 50 cm

Abbiamo cura di voi  
**Articolo: CFM12**

Rispetta la distanza di sicurezza 1 metro  
**Articolo: CFM13**

Rispetta la distanza di sicurezza QUI  
**Articolo: CFM14**

Posizione dei piedi ALT!  
**Articolo: CFM24**



Minimo d'ordine **10 pz**



## ADESIVI PER PAVIMENTI



Segnaletica ad alta adesività per pavimento **antiscivolo** e resistente al calpestio.

Rispetta la distanza di 1 metro

**Articolo: CFM17**

Dimensioni: 7 x 100 cm

Attendere qui il proprio turno

**Articolo: CFM16**


Dimensioni: 100 x 5 cm



Minimo d'ordine **10 pz**



## ADESIVI PER VETRI E PARETI



Segnaletica per pareti, vetri  
e vetrine, protezione opaca  
e facilmente removibili.  
Diametro 30 cm

Abbiamo cura di voi  
**Articolo: CFM09**

Rispetta la distanza di sicurezza 1 metro  
**Articolo: CFM10**

Rispetta la distanza di sicurezza QUI  
**Articolo: CFM11**



Minimo d'ordine **10 pz**



**Sede Amministrativa e Operativa**

Via Dante Alighieri, 13

20029 Turbigo (MI)

Tel. 0331.890809 - 0331.890331

Fax 0331.871223

**Sede legale**

V.le Duca D'Aosta, 3

21052 Busto Arsizio (VA)

Registro imprese di Varese N. REA 261195

P.IVA 02479840122 – Cap. Soc. 52.000,00 €

[www.ticinogroup.com](http://www.ticinogroup.com)

[info@ticinogroup.it](mailto:info@ticinogroup.it)